

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/lampa-mask-a-led-7-kolorowa-skladana-z-chlodzeniem-max-2088-p-467.html>




## Lampa - Maska Led 7-kolorowa Składana z chłodzeniem MAX-2088

Cena brutto	<b>195,00 zł</b>
Cena netto	<b>158,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>Lampa LED na twarz 7-kolorowa MAXTECH-2088</b>
Kod EAN	<b>5907264161957</b>
Producent	<b>P.H.U.MAX-TECH Grzegorz Szebesta</b>

### Opis produktu

### Maska Led 7-kolorowa Lampa na twarz Składana z chłodzeniem i fotonowym światłem



---

## Postaw na sprawdzoną jakość marki MAXTECH® i stwórz własne SPA


**Nowoczesna lampa Led MAXTECH®-2088** do terapii światłem, stosowana w salonach kosmetycznych by **poprawić** kondycję skóry, **zredukować** niedoskonałości i **przywrócić** jej zdrowy blask.

Dlaczego **warto** wybrać **naszą** lampę **MAXTECH®-2088**?

**Nowoczesny** design, **wygoda** i funkcjonalność w jednym. **Wbudowany wentylator** chłodzący **zapewnia komfort** podczas każdej sesji.

To **idealny dodatek** do codziennej pielęgnacji i **świetny pomysł** na prezent






## KOLORY I DZIAŁANIE

- ✓ **Niebieskie światło (423 nm):** pomaga oczyścić i odświeżyć cerę, wspiera utrzymanie skóry w dobrej kondycji
- ✓ **Zielone światło (532 nm):** Rozjaśnia skórę, może pomóc wyrównać jej koloryt i dodać blasku.
- ✓ **Żółte światło (583nm):** Wspiera naturalne nawilżenie skóry i może zmniejszać uczucie napięcia.
- ✓ **Czerwone światło (640 nm):** Nadaje skórze promienny wygląd, wspiera jej jędrność i elastyczność.
- ✓ **Turkusowe światło (532+423 nm):** Koi skórę, redukuje zaczerwienienia i podrażnienia.
- ✓ **Fioletowe światło (640+432 nm):** Łączy działanie czerwonego i niebieskiego światła, wspierając naturalne procesy odnowy skóry.
- ✓ **Pomarańczowe światło (532+640 nm):** Poprawia wygląd i koloryt skóry, dodając jej zdrowego blasku.

□--- PANEL STEROWANIA --- □



(1) WLOT POWIETRZA

(2) ON / OFF

(3) CZAS "+"

(4) WŁĄCZNIK WENTYLATORA

(5) CZAS "-"

(6) WYŚWIETLACZ LCD

(7) WYBÓR KOLORU



### Jak używać ?

- **Rozłóż lampę**
- **Oczyść** swoją skórę.
- **Podłącz** zasilanie
- **Nałóż** produkty do pielęgnacji skóry.
- **Włącz** i **wybij** światło i czas.
- **Założ okulary** ochronne (**są w zestawie** ) na oczy i połóż się.
- **Ciesz się** 20 minutowym spa z fototerapią.

### Uwaga!

Nie przekraczaj 20min na jedną sesję.

Podczas **stosowania** na twarz **należy założyć okulary ochronne** w celu ochrony oczu.

**Nie mieszać z balsamem** o wysokim stężeniu **ani olejkami** eterycznymi.

→ Stosuj 3-4 razy w tygodniu

□--- **WAGA I WYMIARY** --- □



□ **FUNKCJA AUTO STOP - 20min**

□ **Pełen zestaw - Aż 285 diod LED**





## W ZESTAWIE

- ✓ **1x maska** do terapii fotonowej MAXTECH®
- ✓ **1x zasilacz** sieciowy
- ✓ **1x okulary** ochronne **na oczy**
- ✓ **Instrukcja** obsługi w języku polskim
- ✓ **Estetyczne** opakowanie **doskonały PREZENT**

