

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 00:22

Link do produktu: <https://maxreg.pl/lampa-mask-a-led-na-twarz-terapia-fotonowa-7-kolorow-mgla-max-008-p-466.html>



## Lampa - Maska Led na twarz Terapia fotonowa 7 kolorów MGŁA MAX-008

Cena brutto	<b>370,00 zł</b>
Cena netto	<b>300,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MAX-008</b>
Kod producenta	<b>Lampa Led do koloroterapii fotonowej MAXTECH</b>
Kod EAN	<b>5907264162121</b>
Producent	<b>MAXTECH Grzegorz Szebesta</b>

### Opis produktu

#### **Maska Led na twarz składana Terapia fotonowa 7 kolorów SPRAY - mgiełka nawilżająca MAX-008**






## Fotonowa maszyna - MASKA LED MAXTECH®-008 - Twoje SPA z funkcją SPRAY

Zacznij profesjonalną **terapię** fotonową z **7 kolorami światła** w zaciszu własnego domu. **Funkcja MGIEŁKI gwarantuje** maksymalne nawilżenie i **ułatwia** wchłanianie serum. Skutecznie **redukuje** zmarszczki, trądzik **przywracając** skórze **blask**

Wybierz jakość i innowację - KUP MASKĘ LED z Funkcją SPRAY MAXTECH®-008,





### Funkcja światła:

**Niebieskie światło (423 nm):** **uspokaja** skórę, **równoważy** wydzielanie i **kontroluje** wydzielanie sebum (wydzielina z gruczołów łojowych)

**Światło cyjanowe (490 nm):** metabolizm i **zwiększenie** energii

**Białe światło (510 nm):** Rozbijaj plamy, **poprawiaj** drobne linie i **przyspieszaj** metabolizm

**Zielone światło (523nm):** **zrównoważa** wodę w skórze, **przywraca** równowagę i **stabilność**

**Żółte światło (583nm):** **rozkłada** pigmenty, **odtruwa** limfę i **poprawia** szorstkość

**Czerwone światło (640nm):** **poprawa** skóry, **odmłodzenie**, **rozcieńczenie** zmarszczek i głęboka **naprawa** skóry

**Fioletowe światło (690 nm):** **Wspiera** walkę z niedoskonałościami skóry **po trądziku**



## Funkcja NANO SPRAY:

Odkryj innowację Mgiełki **MAXTECH®** - Maksymalne **Nawilżenie**

Nasza lampa Led wyposażona jest w funkcję **NANO SPRAY**, która **wykorzystuje** technologię która **przekształca** wodę w **mikroskopijną mgiełkę**

### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Maksymalne **wchłanianie** składników aktywnych
- Głęboki **nawilżenie**
- **Wzrost** elastyczności skóry
- Niezwykły **komfort** podczas każdej sesji lampą LED

**Lepsza pielęgnacja w krótszym czasie**





## Jak używać ?

- **Rozłóż** maskę
- **Oczyść** swoją skórę.
- **Podłącz** zasilanie
- **Nałóż** produkty do pielęgnacji skóry.
- **Włącz** i **wybij** światło i czas.
- **Założ okulary** ochronne (**są w zestawie** ) na oczy i połóż się.
- **Ciesz się** 30 minutowym spa z fototerapią.

## Uwaga!

Nie przekraczaj 30min na jedną sesję.

Podczas **stosowania** na twarz **należy założyć okulary ochronne** w celu ochrony oczu.

**Nie mieszać z balsamem** o wysokim stężeniu **ani olejkami** eterycznymi.

---

→ Stosuj 3-4 razy w tygodniu



## Opis Funkcji

- 1- Panel Led
- 2- Obszar natryskowy
- 3- Port zasilania
- 4- Otwór do wlewania wody
- 5- regulacja czasu "-" (30-5 minut) - co 5 minut
- 6- On/Off
- 7- Wybór 1 z 7 kolorów
- 8- Program zmiennego cyklu światła
- 9- Funkcja zimnego natrysku
- 10- Regulacja czasu "+" (30-60 minut) - co 5 minut





## W ZESTAWIE

- ✓ **1x maska** do terapii fotonowej MAXTECH®
- ✓ **1x lejek**
- ✓ **1x zasilacz** sieciowy
- ✓ **1x okulary** ochronne **na oczy**
- ✓ **Instrukcja** obsługi w języku polskim
- ✓ **Estetyczne** opakowanie **doskonały PREZENT**

