

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/maska-led-na-twarz-terapia-swiatlem-bezprzewodowa-max-s1-p-454.html>




Maska Led na twarz - Terapia światłem Bezprzewodowa MAX-S1

Cena brutto	63,00 zł
Cena netto	51,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Maska Led na twarz Bezprzewodowa MAXTECH
Kod producenta	MAX-S1
Kod EAN	5907264162657
Producent	MAXTECH Grzegorz Szabesta

Opis produktu

Maska Led na twarz Upiększająca Terapia światłem do twarzy Bezprzewodowa MAX-S1





Maska LED - Nowoczesna pielęgnacja światłem

Lekka, wygodna i stylowa - dopasowuje się do twarzy, a jedno **dotknięcie** wystarczy, by **rozpocząć** sesję pielęgnacyjną..

Zrelaksuj się, zamknij oczy i pozwól światłu **zadbać** o Twoją skórę




□ Dlaczego warto wybrać naszą maskę Led 3w1 ?



-
- ✓ **Naturalna** metoda **poprawy** kondycji skóry
 - ✓ **Młodsza, gładza** i promienna **cera**
 - ✓ Lekka tylko **70 gram wagi** = **komfort** i **wygoda** w użyciu
 - ✓ **3 tryby** światła LED
 - ✓ **Bezprzewodowa** - używaj w domu, w podróży lub po pracy
 - ✓ **Alternatywa dla** drogich **zabiegów** kosmetycznych

□ --- **WŁĄCZ PIĘKNO JEDNYM PRZYCISKIEM** --- □





☐ **Czerwone światło (630-680 nm)**

- ✓ - **Pobudza produkcję** kolagenu i elastyny
- ✓ - **Wygładza** zmarszczki i linie mimiczne
- ✓ - **Poprawia** mikrokrążenie i jędrność skóry

✓ - **Sprawia**, że cera staje się rozświetlona i pełna blasku


☐ **Niebieskie światło (420-460 nm)**

- ✓ - **Działa** antybakteryjnie i **łagodzi** stany zapalne
- ✓ - **Pomaga** w walce z trądzikiem i niedoskonałościami
- ✓ - **Oczyszcza** pory i **ogranicza** wydzielanie sebum
- ✓ - **Przywraca** świeży, **zdrowy** wygląd skóry

☐ **Żółte światło (600-610 nm)**

- ✓ - **Rozświetla** cerę i **wyrównuje** koloryt
- ✓ - **Poprawia** krążenie i **dotlenia** komórki skóry
- ✓ - **Zmniejsza** przebarwienia, zaczerwienienia i szorstkość
- ✓ - **Nawilża** i **regeneruje** skórę po ekspozycji na słońce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



- **Model:** Series S1
- Ilość **pasków LED:** **34 szt**
- **Materiał:** ABS + PET + PVC
- Wymiary: **20 × 17 cm**
- **Pojemność baterii:** **120mah**
- Waga: **70 g**
- **Zasilanie:** USB- mini **W ZESTAWIE**

Długości fal:

- Czerwone: **630-680 nm**
- Niebieskie: **420-460 nm**
- Żółte: **600-610 nm**
- Typ skóry: **Wszystkie typy**



Jak stosować ?

- 1 **Oczyść** skórę
- 2 **Nałóż** ulubioną maseczkę / serum
- 3 **Założ** maskę i **wyberz** kolor światła dotykowym przyciskiem
- 4 **Ciesz się efektem** promiennej, gładkiej i jędrnej skóry

☐ **Efekt ?**

- Już po kilku sesjach skóra staje

- 1 **Gładsza i jędrniejsza**
- 2 **Czysta i rozświetlona**
- 3 Wyraźnie **młodsza i zdrowsza**

Używaj 10-20 minut, 2-3 razy w tygodniu


☐ --- **WYMIARY** --- ☐



MAXTECH[®]

20cm

17cm





W ZESTAWIE

- ✓ **Maska LED**
- ✓ **Kabel** USB - mini
- ✓ **Instrukcja** obsługi w języku polskim
- ✓ Estetyczne opakowanie

