

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-kolana-pompowanym-powietrzem-wibracja-i-grzaniem-max-7114-p-283.html>



## Masażer kolana pompowanym powietrzem wibracją i grzaniem MAX-7114

Cena brutto	<b>370,00 zł</b>
Cena netto	<b>300,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>5907264160158</b>
Producent	<b>MAXTECH Grzegorz Szebesta</b>

### Opis produktu

#### **Masażer kolana z pompowanym powietrzem, wibracją oraz grzaniem MAX-7114**

**Wskazania:** Osoby aktywne, sportowcy, osoby pracujące w stałym zgięciu na kolanach ( brukarze , glazurnicy ) , osoby narażone na przewianie , przemarznięcie , pracujący w wilgotnym środowisku

**STOSOWANIE:** Należy poświęcić średnio ~15 minut 1-2x dwa razy dziennie.

**Przeciwwskazania !:** bezwzględny zakaz stosowania przez osoby z wszczepionymi jakimikolwiek protezami, endoprotezami metalowymi czy elektronicznymi stymulatorami serca oraz chorobami zatorowymi układu krążenia kończyn!

Pozostałe wskazania i przeciwwskazania, jak dla masażu klasycznego, magnetoterapii, światłoterapii. Niniejsze urządzenie nie jest przyrządem inwazyjnym lecz, jak każdy zabieg fizjoterapeutyczny powinien być konsultowany z lekarzem prowadzącym dany rodzaj schorzenia.

---

## Najważniejsze funkcje

- **3 poziomy** intensywności poduszki powietrznej
- **3 poziomy** intensywności masażu wibracyjnego
- **3 poziomy** ciepła ( **grafen** )
- **duży** dotykowy **wyświetlacz LCD**, łatwy w obsłudze
- **lekki**, przenośny, bezprzewodowy
- **ulży** kolanom i **wspomoże** rehabilitację
- timer **10/15 min**
- wbudowana **pojemna** bateria
- szybkie ładowanie: **Typ - C**
- zaprojektowany na kształt **90 stopni**, odpowiedni do łagodzenia dolegliwości
- **elastyczny pasek**, a jego rozmiar można dostosować do wymagań klienta, dostosowany do różnych kolan

---

## Opis panela LCD

- □ 1- włącz/wyłącz
- □ 2- przycisk pompowanego powietrza
- □ 3- przycisk wibracji
- □ 4- wskaźnik poziomu intensywności wibracji **3-poziomy**
- □ 5- wskaźnik naładowania baterii
- □ 6- wskaźnik intensywności ucisku powietrzem **3-poziomy**
- □ 7- wskaźnik czasu pracy masażera 10/15 min
- □ 8- wskaźnik grzania - **3 poziomy - 38-48° C ± 3° C**
- □ 9- przycisk włącz/wyłącz grzanie
- □ 10- przycisk wyboru czasu
- □ 11- "1" pojedyncza wersja masażera kolana "2" rozbudowana wersja kolana"

**Masaż pompowanym powietrzem**

**Masaż z ogrzewaniem**

**Masaż wibracyjny**

**Szybkie grzanie grafenem**



---

## **Zestaw zawiera**

- Nowy masażer kolana Max-7114
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- przewód zasilania USB
- Estetyczne opakowanie idealny pomysł na prezent