

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-okolic-oczu-okulary-masujace-masaz-uciskowy-bezprzewodowy-max-201-p-264.html>



Masażer okolic oczu Okulary masujące Masaż uciskowy Bezprzewodowy MAX-201

Cena brutto	330,00 zł
Cena netto	268,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAX-201
Kod producenta	Masażer okolic oczu Okulary masujące

Opis produktu

Masażer do okolic oczu skroni Okulary masujące do masażu Bezprzewodowe MAX-201



Dzięki nowoczesnej technologii i wygodnemu designowi, ten kompaktowy bezprzewodowy masażer okolic oczu zapewni niezrównany masaż wrażliwych obszarów twarzy, pomagając Ci odprężyć się po dniu pełnym stresu i napięcia. Poznaj

niezrównane doznania relaksacyjne i ciesz się chwilą błogiego odprężenia - zapraszamy do odkrycia tajemniczego świata masażu z naszymi okularami masującymi.

Działanie :

Poprzez różnorodne wibrowanie, masowanie pompowanym powietrzem oraz ogrzewanie nasz masażer stosuje technologię komputerową która relaksuje okolice oczu i skronie

Urządzenie ponadto obsługuje naturalną muzykę relaksacyjną, która pobudza , relaksuje i odpręża

Prosta obsługa przy pomocy jednego przycisku



tryb odprężający



tryb relaksacyjny



tryb usypiający



tryb energetyczny



Programy:

✓ ENERGY MODE: Czas trwania: 10 minut.

- Opis: Tryb Energy Mode zapewnia intensywny masaż, który pobudza ciało i umysł, dodając energii na cały dzień. Idealny do użycia rano lub w dowolnym momencie, gdy potrzebujesz szybkiego zastrzyku energii.

✓ RELAX MODE: Czas trwania: 15 minut.

- Opis: Tryb Relax Mode zapewnia delikatny i kojący masaż, który pomaga rozluźnić napięte mięśnie i zredukować stres. Doskonały do relaksu po ciężkim dniu pracy lub w celu złagodzenia napięcia przed snem.

✓ RELIEVE MODE: Czas trwania: 15 minut.

- Opis: Tryb Relieve Mode to intensywny masaż, który skupia się na łagodzeniu bólu i napięcia. Doskonały do użytku po intensywnym wysiłku.

✓ SLEEP MODE: Czas trwania: 20 minut.

- Opis: Tryb Sleep Mode oferuje delikatny i kojący masaż, który pomaga złagodzić napięcie i przygotować ciało do spokojnego snu. Doskonały do użycia przed pójściem spać, aby poprawić jakość snu i poczuć się odprężonym przed zaśnięciem.



Wskazania:

Masażer oczu i skroni stworzony został przede wszystkim z myślą o osobach na co dzień borykających się z negatywnymi skutkami nadmiernej eksploatacji wzroku. Jednocześnie szczególnie wskazany jest dla następującego grona użytkowników:

1. □- często korzystających z komputera
2. □- pracujących na stanowiskach szczególnie obciążających
3. □-posiadających opuchlizny pod oczami, zmarszczki, wywołane zmęczeniem.



Nasz model posiada system łączności bezprzewodowej BLUETOOTH oraz wbudowane głośniki tak aby podczas masażu można słuchać swojej ulubionej muzyki

Ponad to ten model jest wyposażony dodatkowo w ogrzewanie ciepło które wygrzeje twoje zatoki i przyniesie ulgę



Miękkie welurowe poszycie idealne dla delikatnej skóry

+
ogrzewanie grafenowe



Ergonomicznie zaprojektowany



DANE TECHNICZNE

1. □- Nazwa : Masażer okoli oczu Typ: MAX-201 z funkcją Bluetooth
2. □- AC: 110V-240V , 50Hz-60Hz
3. □- DC:5VDC / 1A
4. □- Moc: 5W
5. □- Temperatura ogrzewania: 42C - GRAFEN
6. □- Bateria li-on 3,7V 1200MAH
7. □- Waga: 0,7kg
8. □- Wymiary opakowania: 19x14,5x8,5cm
9. □- ŚRODOWISKO PRACY

-
- 10. □- Temperatura: 5C-40C
 - 11. □- Względna wilgotność: 80%
 - 12. □- Ciśnienie powietrza:860hPa-1060hPa



Zestaw zawiera

- ☐- Masażer
- ☐- Kabel do ładowania
- ☐- Oryginalne opakowanie
- ☐- Karta gwarancyjna
- ☐- Instrukcja obsługi w j.polskim

 **Bluetooth**



Składany

