

Dane aktualne na dzień: 23-07-2026 23:17

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/fotel-masujacy-maxtech-sl-track-4d-rozciaganie-max-d6-p-390.html>



Fotel masujący MAXTECH® SL-Track 4D Rozciąganie MAX-D6

Cena brutto	13 500,00 zł
Cena netto	10 975,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAX-D6
Kod producenta	Fotel masujący Shiatsu 4D
Kod EAN	5907264160424
Producent	MAXTECH Grzegorz Szabesta

Opis produktu

FOTEL MASUJĄCY MAX-D6-4D PREMIUM SMART LUXURY

Łapy masujące - 4D

Z funkcją precyzyjnego Skanu ciała

Z funkcją jonizacji

Z pokrętle nawigacyjnym na podłokietniku.




Kolor fotela:

☐- CZARNY + ŻŁOTE WSTAWKI



Inteligentne wykrywanie typu ciała Rozpoznaje różne typy ciała członków rodziny



Pozycja ZERO GRAVITY oraz minimalny odstęp od ściany

Pozycja Zero Gravity w fotelu masującym polega na ułożeniu ciała użytkownika w najbardziej odprężającej dla niego pozycji.


Taką posturę przyjmuje ciało astronauty, gdy znajdzie się w nieważkości. Przy takim ułożeniu mięśnie człowieka, wszystkie jego ścięgna i więzadła są najbardziej rozluźnione. Dlatego też jest to optymalna pozycja do masowania. Nasz fotel rozkłada się do takiej pozycji za naciśnięciem jednego przycisku i jest to pozycja zalecana do przywołania przed każdym programem masażu.



ROBOT 4D

Większość manipulatorów opiera się wyłącznie na ciężarze ciała podczas ustawiania. Manipulator 4D zwiększa zakres pozycjonowania i dokładność może sięgać milimetrów, dzięki punktowi styku ciężaru, podwójnemu pozycjonowaniu masaż jest dokładniejszy, silniejszy i bardziej skoncentrowany. W naszym fotel dzięki zastosowaniu właśnie takiego Systemu 4D ramię, szyja, pośladki i inne zakrzywione części ciała mogą być dobrze wymasowane.





DODATKOWO TEN MODEL POSIADA FUNKCJĘ JONÓW UJEMNYCH

Wytworzone przez jonizację **jony ujemne** zmieniają ładunek elektryczny cząstek unoszących się w powietrzu, czyli np. kurzu,


pyłków, roztoczy, bakterii, pleśni i zarodników grzybów. To powoduje osiadanie zanieczyszczeń na ścianach, podłogach i meblach – a więc nie są usunięte, a jedynie zneutralizowane




POSIADA DWA PANELE STERUJĄCE :

Panel dotykowy HD

Panel szybkiego sterowania na podłokietniku



FOTEL WYPOSAŻONY JEST TEŻ W MOŻLIWOŚĆ STEROWANIA GŁOSEM




ROZBUDOWANY SYSTEM MASAŻU POMPOWANYM POWIETRZEM



ROZBUDOWANY SYSTEM MASAŻU STÓP I ŁYDEK

Wałki masujące łydki oraz rozbudowany system masażu stóp daje głęboki relaks zmęczonych łydek i stóp. Długie siedzenie/stanie i długie chodzenie powodują sztywność i bolesność mięśni łydek jak i stóp. Dodatkowo w naszym modelu zamontowany jest system masujący w ruchu okrężnym w środkowej sekcji masażera łydek, aby głęboko zrelaksować zmęczoną łydkę i odmłodzić nogi.




**Inteligentny elektryczny teleskop
automatycznie wysuwany
Odpowiedni do wzrostu 150-200 cm**



FOTEL POSIADA FUNKCJĘ

- ☐ tętno
- ☐ tlen we krwi

- □ pomiar ciśnienia krwi
- □ mikrokążenie



MOCNE OGRZEWANIE ODCINKA LĘDŹWI 45 C



Pozostałe funkcje fotela:

- □- (4 rolki) w szynie w kształcie SL - długość pracy aż (135 cm). Manipulator 4D.
- □- Wykrywanie kształtu ciała. - Body SCAN - ROZBUDOWANY SYSTEM SKANU
- □- Wysuwane łapy 4D
- □- 6 różnych technik masażu

-
- □- 6 różnych prędkości masażu
 - □- 6 intensywności masażu pompowanym powietrzem
 - □- 3 prędkości masażu rolowania łydki
 - □- 3 prędkości masażu rolowania stóp
 - □- Rozkładanie fotela do optymalnej dla odpoczynku i masażu pozycji Zero Gravity lub dla wybranej optymalnej pozycji "KAPSUŁA KOSMICZNA"
 - □- Funkcja jonów ujemnych
 - □- Duży ekran dotykowy HD + pokrętło nawigacyjne na podłokietniku.
 - □- Przestrzeń od ściany 15 cm, luksusowa konstrukcja kapsuły.
 - □- Masaż poduszkami powietrznymi całego ciała z możliwością podziału na sekcje.
 - □- Ogrzewanie w pasie 45 C
 - □- Funkcja pauzy - zatrzymanie działania całego fotela
 - □- Masaż stóp systemem drapania rolkami .
 - □- Funkcja rozciągania NIEZWYKLE ODPRĘŻAJĄCA FUNKCJA - oparcie fotela przechodzi w dół do pozycji leżącej z jednoczesnym opuszczeniem podnóżka i automatycznym wydłużeniem sekcji stopy
 - □- Tajska funkcja rozstawu łąp masujących 3 pozycje
 - □- Funkcja muzyki (bluetooth-efekt Hi-Fi)
 - □- Czas trwania masażu 15,20,25,30 min auto/stop
 - □- Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy
 - □- Możliwość włączenia/wyłączenia oświetlenia LED
 - □- Wybór języka
 - □- Elektryczna regulacja kąta ułożenia masażera stóp i łydek
 - □- Regulacja intensywności masażu pompowanym powietrzem - aż 6 zakresów
 - □- Możliwość wyłączenia poszczególnych sekcji masażu pompowanym powietrzem
 - □- Funkcja SPOT - zatrzymanie masażu w wybranym obszarze lub punkcie
 - □- Kółka do łatwego przestawiania

Wymiary



Dodatkowe walory:

- Fotel opracowany z udziałem specjalistów z dziedziny zaawansowanych technologii, funkcjonalność, prosta obsługa
- Wysoka estetyka wykonania.

Zestaw zawiera:

☐- fabrycznie nowy fotel zapakowany w oryginalne opakowanie

☐- instrukcję w języku polskim



