

Dane aktualne na dzień: 27-02-2021 00:57

Link do produktu: <https://maxreg.pl/masazer-do-ciala-pistolet-gun-max-5850-p-282.html>



Masażer do ciała Pistolet - GUN MAX-5850

Cena brutto	170,00 zł
Cena netto	138,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAX-5850

Opis produktu

Masażer do ciała Pistolet - GUN MAX-5850



Profesjonalne przenośne urządzenia do masażu głębokich tkanek. Ten produkt jest wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy wykonujący głęboko młotkowy masaż mięśni, które pomagają zmniejszyć ból mięśni, łagodzą zmęczenie po wysiłku. Konstrukcja tego produktu jest lekka i wyjątkowo cicha.


Produkt dostarczany jest z akumulatorem i z 4 głowicami masującymi.

Nasze profesjonalne przenośne urządzenie do masażu głębokich tkanek może być partnerem sportowym na długie lata.

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



Cechy:

- - **Typ:** masażer mięśni;
- - **Zastosowanie:** masaż fitness i wellness;
 - - **Wyświetlacz:** jest;
- - **Amplituda oscylacji:** 12 mm / 0,47 cala;
 - - **Prędkość - 6 różnych prędkości:**
 - - LEVEL 1 - 2100 rpm
 - - LEVEL 2 - 2400 rpm
 - - LEVEL 3 - 2700 rpm
 - - LEVEL 4 - 3000 rpm

- - LEVEL 5 - 3300 rpm
- - LEVEL 6 - 3600 rpm
- - **Bateria:** 24 V 2400 mAh;
- - **Czas pracy:** do 6 godzin;
- - **Czas ładowania:** 2 godziny;
- - **Napięcie ładowania:** 220-240 V

BRAN ZDJĘCIA



1. Widelki - końcówka wykonana z twardego tworzywa, przeznaczona do pracy na mięśniach węższych i długich (np. prostownik grzbietu, czworoboczny grzbietu, brzuchaty łydki). Sprawdza się również w terapii tkanek w okolicy ścięgna Achillesa, gdzie umożliwia pracę na tkance omijając ścięgno. Zaokrąglone zakończenia końcówki sprawiają, że końcówka płynnie przesuwa się po ciele i dokładnie dociera do tych grup mięśniowych, do których jest przeznaczona.

2. Pocisk - najbardziej precyzyjna ze wszystkich końcówek. Wykonana z twardego tworzywa i przeznaczona do punktów spustowych (zgrubień na tkance mięśniowej powodujących ból, często promieniujący do innych obszarów ciała). Dokładnie dociera do najtrudniej położonych grup mięśniowych

3. Płaska - wykonana z twardego tworzywa nadaje się do pracy na małych i dużych grupach mięśniowych. Zapewnia bardzo dobry kontakt z ciałem pozwalając na dotarcie do głębiej położonych tkanek. Przydatna również w pracy na mocniej spiętych i zbitych partiach mięśniowych, takich jak mięsień czworo głowy uda czy piersiowy większy.

4. Kula - najbardziej uniwersalna ze wszystkich końcówek, wykonana z trwałej pianki nie ulegającej odkształceniom. Głowica przeznaczona do masażu wszystkich części ciała i używana do powierzchniowej pracy o umiarkowanej intensywności.

BRAK ZDJĘCIA

