

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-reczny-pistolet-wibracyjny-p-253.html>



Masażer ręczny - Pistolet wibracyjny

Cena brutto	250,00 zł
Cena netto	203,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Masażer ręczny
Pistolet wibracyjny do masażu

Pistolet do masażu

Profesjonalne przenośne urządzenia do masażu głębokich tkanek. Ten produkt jest wyposażony w mocny silnik bezszczotkowy wykonujący głęboko młotkowy masaż mięśni, które pomagają zmniejszyć ból mięśni, łagodzą zmęczenie po wysiłku. Konstrukcja tego produktu jest lekka i wyjątkowo cicha.

Produkt dostarczany jest z akumulatorem i z 4 głowicami masującymi.

Nasze profesjonalne przenośne urządzenie do masażu głębokich tkanek może być partnerem sportowym na długie lata.

Cechy:

- - **Typ:** masażer mięśni;
- - **Zastosowanie:** masaż fitness i wellness;
- - **Wyświetlacz:** jest;
- - **Amplituda oscylacji:** 12 mm / 0,47 cala;
- - **Prędkość - 6 różnych prędkości:**
 - - LEVEL 1 - 2100 rpm
 - - LEVEL 2 - 2400 rpm
 - - LEVEL 3 - 2700 rpm

-
- - LEVEL 4 - 3000 rpm
 - - LEVEL 5 - 3300 rpm
 - - LEVEL 6 - 3600 rpm
 - - **Bateria:** 24 V 2400 mAh;
 - - **Czas pracy:** do 6 godzin;
 - - **Czas ładowania:** 2 godziny;
 - - **Napięcie ładowania:** 220-240 V;

W Zestawie:

- - masażer mięśni,
- - wymienna dysza 4szt.,
- - ładowarka,
- - instrukcja,
- - pudełko.

1. Pocisk - najbardziej precyzyjna ze wszystkich końcówek. Wykonana z twardego tworzywa i przeznaczona do punktów spustowych (zgrubień na tkance mięśniowej powodujących ból, często promieniujący do innych obszarów ciała). Dokładnie dociera do najtrudniej położonych grup mięśniowych

2. Okrągła - najbardziej uniwersalna ze wszystkich końcówek, wykonana z twardej pianki nie ulegającej odkształceniom. Głowica przeznaczona do masażu wszystkich części ciała i używana do powierzchniowej pracy o umiarkowanej intensywności.

3. Widelki - końcówka wykonana z twardego tworzywa, przeznaczona do pracy na mięśniach węższych i długich (np. prostownik grzbietu, czworoboczny grzbietu, brzuchaty łydki). Sprawdza się również w terapii tkanek w okolicy ścięgna Achillesa, gdzie umożliwia pracę na tkance omijając ścięgno. Zaokrąglone zakończenia końcówki sprawiają, że końcówka płynnie przesuwa się po ciele i dokładnie dociera do tych grup mięśniowych, do których jest przeznaczona.

4. Płaska - wykonana z twardego tworzywa nadaje się do pracy na małych i dużych grupach mięśniowych. Zapewnia bardzo dobry kontakt z ciałem pozwalając na dotarcie do głębiej położonych tkanek. Przydatna również w pracy na mocniej spiętych i zbitych partiach mięśniowych, takich jak mięsień czworo głowy uda czy piersiowy większy.

