

Dane aktualne na dzień: 30-04-2026 14:40

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-twarzy-i-szyi-liftingujacy-ujedniajacy-soniczny-ems-max-1081-p-406.html>



## Masażer twarzy i szyi liftingujący ujędrniający soniczny EMS MAX-1081

Cena brutto	<b>65,00 zł</b>
Cena netto	<b>52,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MAX-1081 EMS</b>
Kod producenta	<b>Bezprzewodowy masażer twarzy EMS</b>
Kod EAN	<b>5907264160165</b>
Producent	<b>P.H.U. MAX-TECH Grzegorz Szebesta</b>

### Opis produktu

**Bezprzewodowy masażer twarzy i szyi  
liftingujący ujędrniający soniczny  
masażer EMS**

**MAX-1081**



Szukasz skutecznego sposobu na zachowanie młodego wyglądu skóry bez wizyt w drogich salonach kosmetycznych?

---

To innowacyjne urządzenie, które łączy w sobie zaawansowane technologie: **masaż wibracyjny, stymulację mięśniową EMS i terapię światłem LED**, oferując kompleksową pielęgnację skóry twarzy.

Dzięki temu inteligentnemu masażerowi możesz cieszyć się profesjonalną opieką w zaciszu własnego domu.





## TERAPIA ŚWIATŁEM

Nasz masażer wykorzystuje trzy kolory światła

- **ŚWIATŁO CZERWONE:** Regeneruje skórę i pobudza produkcję kolagenu.
  - **ŚWIATŁO NIEBIESKIE:** Redukuje stany zapalne - pożegnaj trądzik dzięki działaniu antybakteryjnemu
  - **ŚWIATŁO ZIELONE:** Usuwa cienie i zaczerwienienia, zyskując promienną, odprężoną cerę.
- Masaż wibracyjny, EMS, światło LED
  - Trzy tryby pracy:
    - **Clean**
    - **EMS**
    - **Hot**



### 1. Hot

- relaksujący masaż z delikatnym kompresem ciepła. Poprawia krążenie, usuwa napięcia i ujędrnia skórę.

### 2. Clean

- intensywne oczyszczanie i zwężanie porów, poprawia koloryt skóry

### 3. EMS

- wnikanie składników aktywnych w głąb skóry




## TERAPIA CIEPŁEM

- **TRYB HOT:** Rozkoszuj się subtelnym ciepłem, które delikatnie podgrzewa skórę do przyjemnej temperatury **45°C**.

---


To idealny sposób na **pobudzenie krążenia, odprężenie ciała i ukojenie zmysłów** po intensywnym, stresującym dniu. Ciesz się głębokim relaksem, pozwalając ciepłu rozluźnić napiętą skórę i **wprowadzić Cię w stan harmonii i spokoju.**



### Cechy Produktu:

- Zmniejsza widoczność zmarszczek i poprawia napięcie skóry
- Stymuluje produkcję kolagenu
- Poprawia wchłanianie składników aktywnych

☐- wspomaga eliminację toksyn ☐- wzmacnia wchłanianie składników odżywczych





### **Prosty sposób użycia:**

- 1** - oczyść skórę twarzy
- 2** - rozpocznij masaż oczyszczający liftingujący lub nałóż wybrany przez siebie krem a masażer wspomóż jego aplikację w głąb skóry
- 3** - ciesz się piękną, wypielęgowaną skórą

**Po 2 -3 miesiącach regularnego stosowania będziesz cieszyć się efektami który osiągniesz w zaciszu domowym**

---

Before



Before



After



After





**Masażer jest bezprzewodowy i uniwersalny:  
Możesz używać masażera do twarzy, szyi, dłoni i nóg - całego ciała**



## DANE TECHNICZNE

- **Materiał Wykonania:** Wytrzymały i lekki ABS.
- **Napięcie Wyjściowe:** Bezpieczne 3.7V.
- **Pojemność Baterii:** Długotrwała, 500mAh - ciesz się urządzeniem bez ciągłego ładowania.
- **Moc Urządzenia:** Efektywne 2.5W.
- **Napięcie Wejściowe:** Standardowe 5V=1A.
- **Wymiary:** Kompaktowe rozmiary, 89x47x120mm - idealne do użytku domowego i w podróży.
- **Automatyczne Wyłączenie:** Tak, po około 5 minutach, dla Twojego bezpieczeństwa i oszczędności energii.
- **Czas Ładowania:** około 2 godziny



## W ZESTAWIE

- → Masażer soniczny EMS w kolorze czerwonym
- → Kabel zasilający USB
- → Instrukcja obsługi w j. polskim
- → Estetyczne opakowanie doskonałe NA PREZENT



