

Dane aktualne na dzień: 25-05-2026 00:46

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-wibracyjny-twarzy-okolic-oczu-z-technologie-jonowa-max-m220-p-153.html>



Masażer wibracyjny twarzy okolic oczu z technologią jonową MAX-M220

Cena brutto	55,00 zł
Cena netto	44,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAX-M220
Kod producenta	Masażer wibracyjny twarzy okolic oczu
Kod EAN	5907264161773
Producent	P.H.U. MAX-TECH Grzegorz Szebesta

Opis produktu

**Masażer do twarzy - szyi - okolic oczu
do masażu - przeciwzmarszczkowy, ujędrniający Lifting**



Cechy, które sprawiają, że nasz masażer jest niezastąpiony w codziennej pielęgnacji skóry:


- **Lifting z jonizacją:** Nasz masażer wykorzystuje zaawansowaną technologię jonizacji, która nie tylko ujędrnia skórę, ale także redukuje widoczność zmarszczek, pozostawiając Twoją skórę promienną i młodzieńczą.
- **Dwa rodzaje jonów:** Nasz masażer oferuje dwa **rodzaje jonów - pozytywne i negatywne**. Jonizacja pozytywna pomaga w oczyszczaniu i przywracaniu równowagi skórze, podczas gdy jonizacja negatywna pomaga w wchłanianiu składników odżywczych i nawilżaniu skóry.
- **Ujędrnianie i przeciwzmarszczkowy:** Dzięki zastosowaniu masażu wibracyjnego oraz technologii jonizacji nasz masażer działa jako skuteczne narzędzie przeciwzmarszczkowe, redukując widoczność linii i zmarszczek oraz ujędrniając skórę.
- **Ergonomiczny design:** Model Max-M220 został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie użytkownika. Ergonomiczny kształt zapewnia łatwą i wygodną obsługę, a kompaktowy rozmiar sprawia, że jest idealny do użytku w domu oraz w podróży.



POLECAMY ZASTOSOWAĆ

□ Zastosuj odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji okolic oczu, nosa, twarzy i masuj delikatnie skórę za pomocą masażera, aby kosmetyki mogły lepiej wniknąć w skórę.

Różnice pomiędzy masażem tradycyjnym ręcznym a naszym masażerem z jonizacją



Główne zalety urządzenia

- ☐ unikalny i nowoczesny design
- ☐ połączenie fizycznego masażu wibracyjnego i technologii przenikania jonów
- ☐ lekki masaż skóry poprawia jej odnowę i sprawia że promienieje
- ☐ piękna skóra wokół oczu odzyskuje elastyczność

Masażer posiada dwa rodzaje jonów:

- ☐ pozytywne
- ☐ negatywne
- ☐ Jony pozytywne: pomagają zrelaksować naszą skórę
- ☐ Jony negatywne: pomagają aktywować substancje zawarte w kremach do głębszych warstw skóry, co wspomaga ich skuteczność.

☐- masażer nie jest wodoodporny

WYMIARY:



Zestaw zawiera:

- ☐- Masażer zapakowany w oryginalne pudełko
- ☐- Bateria AAA-1,5V
- ☐- Instrukcja w j. polskim

