

Dane aktualne na dzień: 09-05-2026 13:39

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-wibracyjny-ujednIAjacy-do-twarzy-okolic-oczu-ze-swiatlem-podczerwonym-max-m212-p-152.html>



Masażer wibracyjny ujędrniający do twarzy okolic oczu ze światłem podczerwonym MAX-M212

Cena brutto	45,00 zł
Cena netto	36,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAX-M212
Kod producenta	Masażer wibracyjny ujędrniający do twarzy okolic o
Kod EAN	5907264161537
Producent	P.H.U.MAX-TECH Grzegorz Szebista

Opis produktu

Masażer wibracyjny ujędrniający do twarzy okolic oczu ze światłem podczerwonym



Niewielki rozmiar końcówki masażera pozwala na precyzyjny masaż miejsc, do których jest przeznaczony. Oznacza to wysoce efektywne usuwanie drobnych zmarszczek poprzez masujące wibracje, gwarantuje skuteczny lifting. Efekt liftingu powstaje dzięki indukcji jonowej oraz mikro wibracji masującej i pomaga w usuwaniu drobnych zmarszczek w okolicach oczu, ust i nosa.

Masażer działa sensorycznie - włącza się automatycznie przy zetknięciu z nawilżoną skórą - bez

żadnych włączników i wyłączników.

Główne zalety urządzenia

- - Unikalny i nowoczesny design
- - Połączenie fizycznego masażu wibracyjnego i technologii przenikania jonów
- - Worki pod oczami, opuchlizny, zmarszczki itp. znikają; skóra odzyskuje elastyczność
- - Stany zapalne skóry po prostu znikają; skóra zachowuje młodzieńczy wygląd
- - Jonowa indukcja; lekki masaż skóry poprawia jej odnowę i sprawia że promienieje
- - Piękna skóra wokół oczu pozbawiona zmarszczek odzyskuje elastyczność



POLECAMY ZASTOSOWAĆ

1. Zastosuj odpowiednie kosmetyki do pielęgnacji okolic oczu, nosa, twarzy i masuj delikatnie skórę za pomocą masażera; aby kosmetyki mogły lepiej wnikać w skórę możesz na chwilę przerwać masaż.
2. Kiedy głowica masująca dotyka skóry masaż odbywa się automatycznie. Kiedy zastosowany kosmetyk zostanie całkowicie wchłonięty przez skórę należy zakończyć masaż.



WYMIARY:



Zestaw zawiera:

- Masażer zapakowany w oryginalne pudełko
- Nakładka ochronna
- Bateria AAA-1,5V
- Masażer nie jest wodoodporny

