

Dane aktualne na dzień: 03-06-2026 18:39

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/rollmasaz-z-podczzerwienia-i-kolagenem-p-116.html>



Rollmasaż z podczzerwienią i kolagenem

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 8 200,00 zł |
| Cena netto | 6 666,67 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | Roll-Tech 2 |
| Kod EAN | 5906233014126 |

Opis produktu

**ROLLMASAŻ
PODCZERWIENIĄ I KOLAGENEM**



JAK DZIAŁA: ROLL-TECH CLASSIC to nowy sposób na piękną i szczupłą sylwetkę. Polega na masowaniu całego ciała za pomocą drewnianych, charakterystycznie wyprofilowanych rolek.

**Urządzenie to łączy w sobie łatwość użytkowania i estetykę wykonania.
Zajmuje zaledwie 1m2 i jest łatwe w obsłudze.**

Terapia podczerwienią:

Działanie promieniowania podczerwieni powoduje, że organizm łatwiej wydalą nie tylko wodę, ale także tłuszcz (20%), cholesterol, metale ciężkie, kwasy i związki toksyczne, mobilizuje siły obronne naszego organizmu, wzmacnia układ immunologiczny. Pomaga również wiązać wolne rodniki, powodując efektywne oczyszczanie organizmu, usuwanie podskórnej tkanki tłuszczowej i zmniejszenie cellulitu, w wyniku czego skóra staje się jędrna i elastyczna. Dodatkowo promieniowanie podczerwieni - wykorzystane zostało do walki z nadwagą, bowiem pozwala na błyskawiczne rozgrzanie tkanek i mięśni wzmagając przy tym krążenie i metabolizm. Pod wpływem ciepła poprawia się krążenie krwi, skóra wydalą zanieczyszczenia i martwe komórki, a przez to staje się bardziej jędrna i gładka. Skutkiem tego jest zwiększenie przepływu krwi i lepsze dotlenienie i ukrwienie tkanek. Tlen jest lepiej doprowadzany do komórek ciała. To powoduje odprężenie, redukuje bóle mięśniowe i przyspiesza procesy leczenia. Skóra czerwienieje, co oznacza, że bogata w tlen krew dociera do miejsc, gdzie często może jej brakować. Metoda ta znacznie przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, redukcję cellulitu i poprawia wygląd skóry. Zapewnia również występujący przy temperaturze 35-45 stopni Celsjusza zdrowy efekt pocenia, który przyspiesza usuwania z organizmu szkodliwych substancji i toksyn. Terapia podczerwienią wzmacnia system immunologiczny i skutecznie wspomaga walkę z przeziębieniami i zakażeniami grypopodobnymi w początkowych ich stadiach.

Terapia kolagenowa

Kolagenowa Terapia Światlna, jest jednym z najskuteczniejszych terapii przeciwzmarszczkowych jakie możesz zastosować. Jest to jedyna naturalna, nieinwazyjna kuracja, dzięki której możesz całkowicie bezinwazyjnie pozbyć się zmarszczek i poprawić jakość swojej skóry! Podczas terapii kolagen nie wykorzystuje opalającego promieniowania UV, ani promieniowania laserowego, lecz emituje fale świetlne o długości 633 nanometrów istniejące w zakresie widma światła widzialnego. Widoczne różowe światło, jest ciepłe i przyjemne oraz posiada działanie relaksujące, a przez swoje oddziaływanie na komórki ludzkiej skóry, stymuluje właściwy dla każdego organizmu proces biosyntezy. Wnika do skóry na głębokość nawet 10 milimetrów. Dawka promieniowania docierając do głębszych warstw stymuluje odbudowę kolagenu i elastyny w skórze. Odbudowa utraconego kolagenu i elastyny z zastosowaniem terapii kolagenowej, jest procesem wymagającym czasu i nieco cierpliwości od osoby poddającej się temu procesowi, bo oddziałuje na naturalne mechanizmy obronne organizmu, zachodzące w tkance skórnej. Proces taki nie może być gwałtowny i szybki, jednak jego efekty są znakomite

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------|--|
| Urządzenie | Wymiary długość/wysokość/szerokość 90/65/52 cm |
| Stołek | Regulacja obrotów od 30 do 99 obr/min |
| Mata | Obroty prawe i lewe |
| Promiennik podczerwieni | Silnik z chłodzeniem |
| Lampa kolagenowa | Zatrzymanie bębna |
| Plakat z pozycjami masażu | Bieg wsteczny |
| Certyfikaty | Możliwość wyłączenia podczerwieni |
| Plan ćwiczeń | Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
| | Zabezpieczenie przed wciągnięciem |
| | Zasilanie 230 V, 50 Hz, 600W (pobór mocy zależy od obciążenia) |
| | Udźwig bębna 140 kg |
| | Gwarancja: 24 m-ce (zalecany Serwis po ok 1 roku) |

Dane do wysyłki:

- Waga z opakowaniem : 75kg
- Wymiary opakowania : 120 x 80 x 80cm

ZESTAWY KOLORÓW DO WYBORU

PRZY ZAKUPIE I WYBORZE KOLORU Z TABELI PROSIMY O PODANIE SYMBOLU KOLORU W UWAGACH

1. KOLOR PODSTAWOWY(boki i przód urządzenia)
2. KOLOR DODATKOWY (podłokietniki, mata, siedzisko taboretu)
3. ROLKI (jasne lub ciemne)

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 21 dni roboczych !!!

PŁATNOŚĆ TYLKO - PRZEDPŁATA NA KONTO Z RACJI KONIECZNOŚCI ZAMÓWIENIA I ZALICZKOWANIA U PRODUCENTA !!!